



# Certest Gastro

Nemme hurtige test til diagnosticering af sygdomme med relation til mave-tarmkanalen

# Nemme hurtige test til diagnosticering af sygdomme med relation til mave-tarmkanalen

Sygdomme med relation til mave-tarmkanalen er ofte vanskelige at diagnosticere og skelne fra hinanden. Certest tilbyder en lang række kvalitative immunokromatografiske hurtigttest til støtte for diagnosticeringen af disse sygdomme. Certest hurtigttest foretages vha. fæcesprøver, som er en behagelig og ikke-invasiv måde at undersøge mave-tarm problemer på. Certest test er velegnet til screeningsformål.

FOB	Varenr.
Certest FOB Card, 20 test	F820001F
Certest FOB Card+positive control, 20 test	F820001FC
Certest FOB 50+200 Card, 20 test	FB882001F

Certest FOB hurtigttest (fækkalt okkult blod) er beregnet til måling af hæmoglobin i en fæcesprøve. Hæmoglobin i fæces kan indikere polypper eller kolorektal cancer. Tidlig detektion af blod i fæces forbedrer patientens prognose.

FOB-Transferrin	Varenr.
Certest FOB-Transferrin Combo Card, 20 test	FT882001F
Certest FOB-Transferrin Combo Card+positive control, 20 test	FT882001FC
Certest FOB-Transferrin stool collection vials	FT110001F

Certest FOB-Transferrin Combo Card-testen er beregnet til bestemmelse af fækkalt okkult blod og transferrin fra fæces. FOB er en indikator for blødning i nedre mave-tarm-kanal. Transferrin er et jernholdigt protein, som indikerer blødning i øvre mave-tarmkanal.

Calprotectin	Varenr.
Certest Calprotectin Card, 20 test	CP820001F
Certest Calprotectin Card+positive control, 20 test	CP820001FC
Certest Calprotectin 200 Card+positive control, 20 test	CT820001FC
Certest Calprotectin 200 Card, 20 test	CT820001F
Certest Calprotectin 50+200 Combo Card+positive control, 20 test	CC882001FC
Certest Calprotectin 50+200 Combo Card, 20 test	CC882001F

Calprotectin er en inflammationsmarkør, som kan detekteres fra fæces ved diagnosticering af IBD sygdomme (Chrons sygdom og colitis ulcerosa). Certest Calprotectin test kan medvirke til at differentiere mellem IBS (inflammatorisk tarmsygd) og IBD.

Lactoferrin	Varenr.
Certest Lactoferrin Card, 20 test	LT820101F
Certest Lactoferrin Card+positive control, 20 test	LT820101FC

Forhøjede niveauer af lactoferrin i fæces indikerer inflammation i mave-tarmkanalen. Koncentrationen af lactoferrin stiger ved sygdomme som kolorektal neoplasi og IBD.

FOB-Transferrin-Calprotectin-Lactoferrin	Varenr.
Certest FOB-Transferrin-Calprotectin-Lactoferrin Quad Card, 20 test	FC862001F

Med Certest Quad Combo-testen er det muligt at få flere oplysninger om inflammatorisk status eller blødning i mave-tarmkanalen.

Calprotectin-Lactoferrin	Varenr.
Certest Calprotectin-Lactoferrin Combo Card, 20 test	CL882001F
Certest Calprotectin-Lactoferrin Combo Card+positive control, 20 test	CL882001FC

Certest Calprotectin-Lactoferrin Combo-testen kan medvirke til at få flere oplysninger om mave-tarmkanalens tilstand. Det er muligt at skelne mellem IBD og IBS. Testen kan desuden medvirke til at detektere aktivitetsniveau og tilbagefald af IBD.



Certest FOB-Transferrin Combo Card, 20 test, FT882001F



Orion Diagnostica har mere end 40 års erfaring med udvikling, fremstilling og forhandling af testsystemer til sundhedssektoren. Building well-being er kernen i vores mission.

QuikRead go® er et registreret varemærke af Orion Diagnostica Oy.

Orion Diagnostica Oy / Danmark  
Ørestads Boulevard 73, 2300 København S, Danmark  
Tlf. 8614 0000, Fax 8614 0001  
www.oriondiagnostica.dk, www.quikread.com